

# UPOZORENJE

## Moguće pogrešno merenje vrednosti glukoze u krvi

Ime i prezime pacijenta

**ISKLUČIVO** koristite aparate i test trake koji koriste glukoza-specifične metode za određivanje glukoze u krvi. Ove metode su uobičajene u kliničkim laboratorijama. Kontaktirajte proizvođača aparata i test traka da bi se utvrdile metode merjenja glukoze u krvi.

**NE KORISTITE** aparate i test trake za merenje glukoze u krvi koji koriste testove bazirane na glukoza-dehidrogenaza sa pirolohinolinhinonom (GDH-PQQ) ili glukoza-oksido-reduktaza testu bojenja. Takođe, ne treba koristiti neke od aparata i test traka koji koriste metode glukoza-dehidrogenaza sa flavin-adenin dinukleotidom (GDH-FAD). Korišćenje ovih merača ili test traka može dovesti do očitavanja lažno povišenih vrednosti glukoze u krvi kod pacijenata koji su na terapiji lekom EXTRANEAL (ikodekstrin) usled interferencije sa maltozom. Očitavanje lažno povišenih vrednosti glukoze u krvi može prikriti stvarnu hipoglikemiju ili dovesti do netačne dijagnoze hiperglikemije, dovodeći do životno-ugrožavajućih stanja.

Za više informacija videti sajt [www.glucosafety.com](http://www.glucosafety.com) uključujući i listu kompatibilnosti merača.

koristi lek **EXTRANEAL** (Ikodekstrin)  
rastvor za peritonealnu dijalizu

**Baxter**

RS-RC21-220001

Datum pripreme: Decembar 2022.

BAXTER i EXTRANEAL su trgovinske marke Baxter International Inc.